

MANUAL DE USUARIO FALCO MD62



Copyright © 2024 AMIMON Todos los derechos reservados.

Amimon se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el rendimiento, la confiabilidad o la capacidad de fabricación. Se cree que la información proporcionada por Amimon es precisa y confiable. Sin embargo, Amimon no asume ninguna responsabilidad por su uso. No se otorga ninguna licencia por su implicación o de otra manera bajo ninguna patente o derechos de patente de Amimon.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de forma alguna o por medio alguno, electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el permiso expreso por escrito de Amimon.

Los datos están sujetos a cambios sin notificación.

Amimon tiene patentes y solicitudes de patentes pendientes, marcas registradas, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que cubren el tema de este documento. El suministro de este documento no otorga ninguna licencia a estas patentes, marcas registradas, derechos de autor u otra propiedad intelectual, excepto según lo dispuesto expresamente en cualquier acuerdo por escrito de Amimon.

Amimon forma parte de Creative Solutions Division, que pertenece a Videndum PLC. Los productos de Amimon se venden bajo la línea de productos de vídeo profesional TERADEK.

Contáctenos

Internacional (M)	26 Zarhin St., Raanana, 4366250, Israel
CE REP	CEpartner4U Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn, Países Bajos +31.6.516.536.26
Sitio web	Medical.teradek.com
TEL.:	+972.9.962.9200

Tabla de contenido

1. Antes de empezar

1.1 Glosario de símbolos.....	5
1.2 Etiqueta S/N.....	6
1.3 Advertencia.....	8

2. Introducción

2.1 Descripción del sistema	8
-----------------------------------	---

3. Seguridad

3.1 Introducción	10
3.2 Operador	11
3.3 Información y advertencias reglamentarias	12
3.4 Seguridad eléctrica, mecánica y riesgos de incendio	19

4. Instalación

4.1 Instalación del sistema.....	20
4.2 Vista del sistema	24

5. Funcionamiento

5.1 Potencia y conectividad.....	26
5.2 Emparejamiento	26

5.3 Menú Receptor.....	28
5.4 Menú Transmisor.....	33
6. Mantenimiento	
6.1 Mantenimiento	39
6.2 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).....	39
7. Solución de problemas	
7.1 Solución de problemas	40
8. Especificaciones técnicas	
Especificaciones técnicas	42


1.1 Glosario de símbolos

Los siguientes son símbolos que encontrará a lo largo de este manual de operación y sus significados


	ADVERTENCIA: La información indicada en el lugar en el que verá este símbolo es extremadamente importante y debe anotarse.		Número de serie
	Información general		Transmisión inalámbrica
	Símbolo de «Conformidad Europea» (Marcado CE)		Rango de humedad de almacenamiento y transporte
	Marcado de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)		Control de potencia de CC
	Fabricante		Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Consultar el manual/folleto de instrucciones
	Fabricante (acompañado del nombre y la dirección del fabricante)		Corriente continua
	Fecha de fabricación		Identificador único de dispositivo
	Dispositivo médico		Etiqueta ID RE
	País del fabricante		Código de lote
	Frágil		Número de modelo
	Esta parte hacia arriba		Traducción
	Mantener seco		No estéril
	Número de catálogo		Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

1.2 Etiqueta S/N

Etiqueta del receptor MD62 en el dispositivo



Etiqueta del transmisor MD62 en el dispositivo



Etiqueta del receptor MD62 en el paquete del dispositivo individual

AMIMON

Falco MD62 Receiver

Model: MD62RX01

Input: 12V ----- Max. 24W

CE **FC**  **R** **001-A17808**
001-P01041

Contains:
FCC ID: VQSAMN42012; HSW2832
IC: 7680A-AMN42012; 4492A-2832

EC REP

CEpartner4U
Esdoornlaan 13, 3951 DB
Maarn, The Netherlands
+31.6.516.536.26

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gothardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

REF

SN

UDI

MD

MDWL2_B1J1RX

15%  90%

 60°C
-20°C

AMN_LBL_1045 Rev. 4.0

Amimon Ltd.
26 Zarhin St.
Raanana
Israel
888.941.2111 (USA)
+972-9-9629200 (Outside USA)

Made in Taiwan

Etiqueta del transmisor MD62 en el paquete del dispositivo individual

AMIMON

Falco MD62 Transmitter

Model: MD62TX01

Input: 12V ----- Max. 24W

CE **FC**  **R** **001-A17922**
001-P01041

Contains:
FCC ID: VQSAMN42012; HSW2832
IC: 7680A-AMN42012; 4492A-2832

EC REP

CEpartner4U
Esdoornlaan 13, 3951 DB
Maarn, The Netherlands
+31.6.516.536.26

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gothardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

REF

SN

UDI

MD

MDWL2_B1J1RX

15%  90%

 60°C
-20°C

AMN_LBL_1046 Rev. 4.0

Amimon Ltd.
26 Zarhin St.
Raanana
Israel
888.941.2111 (USA)
+972-9-9629200 (Outside USA)

Made in Taiwan

1.3 Advertencia



El MD62 está diseñado para uso profesional únicamente. Cualquier cambio o modificación no autorizados a los dispositivos MD62 está prohibido y puede resultar en peligro o lesiones. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un uso inadecuado o por usos distintos a los previstos para este dispositivo.

Lea atentamente las instrucciones del manual del usuario para familiarizarse con todos los requisitos de seguridad y procedimientos de funcionamiento antes de utilizar los dispositivos Falco MD62. De este modo, evitará accidentes y lesiones y se reducirá el riesgo de dañar la máquina.

2.1 Descripción del sistema

Modelos

Transmisor: **MD62TX01**

Receptor: **MD62RX01**

Descripción

Los transmisores y receptores Falco MD62 son dispositivos inalámbricos capaces de transmitir vídeo con una latencia ultrabaja para su uso en aplicaciones médicas como sistemas de endoscopia, lámparas quirúrgicas, microscopios clínicos y otras configuraciones que requieren una captura detallada de procedimientos intrincados e imágenes nítidas y claras. La tecnología le permite transmitir de forma inalámbrica video en vivo sin interrupción a monitores secundarios, paneles de control, equipos de grabación y otros aparatos relacionados, lo que permite la solidez y flexibilidad requeridas en quirófanos y configuraciones clínicas. En paralelo, la fuente de vídeo debe permanecer siempre conectada al monitor principal.

Entorno de utilización previsto

Falco MD62 está diseñado para su uso exclusivo por parte de profesionales sanitarios en el entorno de un centro sanitario profesional, concretamente fuera del campo estéril.

Los dispositivos inalámbricos Falco MD62 están pensados para su uso en entornos de centros sanitarios profesionales, como consultas médicas, consultas dentales, clínicas, centros de atención limitada, centros quirúrgicos independientes, centros de partos independientes, centros de tratamientos múltiples, hospitales, salas de urgencias, habitaciones de pacientes, cuidados intensivos, quirófanos (excepto cerca de EQUIPOS QUIRÚRGICOS DE AF), fuera del espacio blindado de RF de un sistema para la obtención de imágenes por resonancia magnética.

El propósito del Falco MD62 es proporcionar salida de vídeo inalámbrica para un monitor secundario, al facilitar la formación, la educación y los esfuerzos de grabación.

Limitaciones de uso

El MD62 es un dispositivo reutilizable no estéril que no está diseñado para usarse dentro de un campo estéril. El MD62 no debe utilizarse para sustituir la conectividad de vídeo del monitor principal.

3.1 Introducción



Este capítulo describe cuestiones de seguridad relacionadas con el uso y mantenimiento del sistema inalámbrico MD62, con especial énfasis en la seguridad eléctrica. Lea detenidamente este capítulo y familiarícese con sus requisitos de seguridad y procedimientos de funcionamiento antes de poner en funcionamiento el sistema.

El sistema está diseñado para un uso seguro y fiable cuando se utiliza siguiendo los procedimientos de funcionamiento y mantenimiento adecuados que se describen en este manual de instrucciones. Solo los profesionales sanitarios pueden utilizar el sistema. El operario y el resto del personal que maneje o realice el mantenimiento del sistema deben estar familiarizados con toda la información de seguridad proporcionada en este manual.

El objetivo principal debe ser siempre maximizar la seguridad de ambos, paciente y operario.



ADVERTENCIA: Debe evitarse el uso de este equipo junto a otro equipo o apilado con él, ya que podría resultar en una operación incorrecta. Si dicho uso es necesario, se debe observar este equipo y el resto del equipo para verificar que funcionan normalmente.



ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y resultar en un funcionamiento inadecuado.



ADVERTENCIA: El sistema transmisor de vídeo, modelo MD62 necesita precauciones especiales en relación con la compatibilidad electromagnética y debe instalarse y ponerse en servicio de acuerdo con las instrucciones específicas para mantener la seguridad básica y el rendimiento esencial con respecto a las perturbaciones electromagnéticas durante la vida útil prevista que se proporcionan en la sección de advertencias reglamentarias de este capítulo.

3.2 Operador



ADVERTENCIA:

- Todos los operadores **DEBEN** estar familiarizados con los controles del sistema y saber cómo apagar el sistema en caso de problemas.
- Sea siempre consciente de los posibles peligros del uso del sistema y tome las precauciones adecuadas según se describe en este manual.
- No toque las partes internas del Sistema. Las reparaciones del Sistema deben ser realizadas únicamente por personal calificado. De lo contrario, se anularán todos los acuerdos de servicio.
- No toque la superficie del Sistema durante un periodo superior a 10 segundos para evitar una exposición excesiva a temperaturas elevadas.

3.3 Información y advertencias reglamentarias

Modificaciones

Cualquier cambio o modificación podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo e invalidar la aprobación reglamentaria.

Requisitos de la antena

El producto se entrega con antenas homologadas. Utilice solo antenas suministradas por AMIMON. Cualquier cambio o modificación a la antena puede anular las aprobaciones reglamentarias obtenidas para el producto.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Las siguientes antenas fueron aprobadas con los módulos enumerados en la tabla de **información de antenas**.

DECLARACIÓN DE INDUSTRY CANADA (IC)

Los transmisores de radio 7680A-AMN41012, 7680A-AMN42012 y 4492A-2832 han sido aprobados por Industry Canada para operar con los tipos de antena que se enumeran a continuación con la ganancia máxima permitida indicada. Los tipos de antena no incluidos en esta lista, que tengan una ganancia superior a la ganancia máxima que se muestra para ese tipo, están estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo.

De acuerdo con las regulaciones de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la posible interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de modo que la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) no sea más de la necesaria para una comunicación exitosa.

Les présents émetteurs radios 7680A-AMN41012, 7680A-AMN42012, et 4492A-2832 ont été approuvés par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Información de la antena					
Dispositivo o médico	Modelo de módulo	ID FCC	IC	Modelo	Ganancia
MD62 TX01	AMN4101 2	VQSAMN4101 2	7680A-AMN4101 2	4x AMN_ANT_101 2-2	2dBi típico
MD62 TX01	Módulo Bluetooth: MBN5283 2	HSW2832	4492A-2832	AMN_ANT_1022	3dBi típico
MD62 RX01	AMN4201 2	VQSAMN4201 2	7680A-AMN4201 2	3x AMN_ANT_1012- 22x AMN_ANT_1012-1	2dBi típico 2dBi típico
MD62 RX01	Módulo Bluetooth: MBN5283 2	HSW2832	4492A-2832	AMN_ANT_1022	3dBi típico

Exposición a RF

LEGISLACIÓN COMUNITARIA E INTERNACIONAL

El producto cumple con los estándares reconocidos internacionalmente que cubren la exposición humana a los campos electromagnéticos de los dispositivos de radio. Para satisfacer los requisitos de las reglamentaciones locales sobre exposición a radiofrecuencias, el producto transmisor debe funcionar con una distancia de separación mínima de 20 cm o más del cuerpo de una persona.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RF DE LA FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y usarse con una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo. El dispositivo no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN IC

Nota importante: Declaración de exposición a la radiación

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Note importante: Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Interferencia de radio no intencional

Si este equipo causa interferencia en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar el sistema
- Aumentar la separación entre el equipo y el sistema

Transmisores de radio

General

- La operación de estos dispositivos en la banda de 5,925-6,425 GHz está prohibida en plataformas petrolíferas, automóviles, trenes, barcos y aeronaves, excepto que

la operación de este dispositivo está permitida en aeronaves grandes mientras vuelen a más de 10.000 pies.

- Está prohibida la operación de estos dispositivos en la banda de 5,925-6,425 GHz para el control o comunicaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas.
- Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- En la banda de 5,925-6,425 GHz, los dispositivos que contengan el AMN42012 (un dispositivo cliente) deben funcionar bajo el control de un dispositivo que contenga el AMN41012, un punto de acceso interior. Los puntos de acceso pueden conectarse a otros puntos de acceso. Los dispositivos cliente tienen prohibido conectarse directamente a otro dispositivo cliente. En todos los casos, existe una excepción para transmitir mensajes breves a un punto de acceso al intentar unirse a su red después de detectar una señal que confirma que un punto de acceso está funcionando en un canal en particular.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Transmisores de radio (Parte 15) – Dispositivos digitales de clase B

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

La normativa de la FCC restringe el funcionamiento de estos dispositivos en la banda de 5,925-6,425 GHz únicamente al uso en interiores.

DECLARACIÓN IC

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Precaución:

1. El dispositivo para el funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz está destinado únicamente al uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencias perjudiciales para los sistemas móviles por satélite de canal compartido.
2. También se debe informar a los usuarios que los radares de alta potencia están asignados como usuarios primarios (es decir, usuarios prioritarios) de las bandas 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz y que estos radares podrían causar interferencias y/o daños a los dispositivos LE-LAN.
3. La ganancia máxima de antena permitida para los dispositivos en las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz deberá ser tal que el equipo siga cumpliendo el límite de p.i.r.e.
4. La ganancia máxima de antena permitida para los dispositivos en la banda 5725-5850 MHz deberá ser tal que el equipo siga cumpliendo los límites de p.i.r.e. especificados para el funcionamiento punto a punto y no punto a punto, según proceda.
5. La operación está limitada al uso en interiores solo en la banda 5925-6425 MHz;

6. Queda prohibida la operación en plataformas petrolíferas, vagones, trenes, barcos y aviones, excepto en aviones grandes que vuelen por encima de los 10 000 pies (3048 m).

Avertissement:

1. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
2. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
3. Le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils fonctionnant sous les bandes de fréquences 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit être tel que l'équipement est toujours conforme à la limite PIRE;
4. Le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils fonctionnant sous les bandes de fréquences 5725-5850 MHz doit être tel que l'équipement est toujours conforme à la limite PIRE spécifiée pour un fonctionnement point à point et non point à point, le cas échéant.
5. Utilisation limitée à l'intérieur seulement dans la bande 5 925 – 6 425 MHz;
6. Utilisation interdite à bord de plateformes de forage pétrolier, de voitures, de trains, de bateaux et d'aéronefs, sauf à bord d'un gros aéronef volant à plus de 10,000 pieds d'altitude

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA UE

AMIMON Ltd. declara por la presente que este transmisor de radio cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra en: <https://www.medical.teradek.com/falco-md62>.

3.4 Seguridad eléctrica, mecánica y riesgos de incendio

Los daños debidos a un manejo inadecuado no están cubiertos por la garantía.

Los equipos portátiles de comunicación por RF (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas) no deben usarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del sistema de transmisión de video, modelo MD62, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría degradarse el rendimiento de este equipo.

Riesgos de incendio



No utilice el sistema en presencia de materiales explosivos o inflamables.

No utilice el sistema en un entorno rico en oxígeno.

Lista de equipo

Cuando reciba el sistema, asegúrese de que incluye los siguientes equipos:

- MD62TX: transmisor y adaptador de CA
- MD62RX: receptor y adaptador de CA

Requisitos eléctricos



El sistema solo se alimentará con el adaptador de CA suministrado con GlobTek WR9QE3000CCPNNAR6B.

Características del adaptador de CA:

- **Parámetros de entrada: 100-240 voltios; CA, 50-60 Hz, 1,0 A**
- **Parámetros de salida: 12 voltios CC; 3,0 A**

El adaptador de CA debe reemplazarse inmediatamente en caso de que el adaptador o el cable de alimentación estén dañados.

Se puede utilizar un cable accesorio de clavija a clavija homologado para prolongar el cable de alimentación de CC.

Requisitos medioambientales

- Los materiales corrosivos pueden dañar las piezas electrónicas. Asegúrese de que el entorno esté libre de material corrosivo.
- Para un funcionamiento óptimo, el sistema debe colocarse en una habitación con temperaturas entre 0° y 40 °C (32° y 104 °F) y una humedad relativa entre el 25 % y el 75 %.
- Para un almacenamiento óptimo, el sistema debe guardarse a una temperatura entre -20° y 60 °C (-4° a 140 °F) con una humedad relativa entre el 15 % y el 90 %.
- Para un transporte óptimo del sistema éste se debe transportar bajo el rango de temperatura entre -20°- 60°C (-4°-140°F) con una humedad relativa menor al 80%.

4.1 Instalación del sistema

Instalación

El transmisor y el receptor MD62 pueden instalarse en horizontal, utilizando los topes de plástico de la parte inferior de los dispositivos, o en vertical, en el panel lateral, donde se encuentra el conector micro USB.


Nota:

- El transmisor y el receptor deberán colocarse sobre una superficie plana para evitar caídas accidentales y daños.
- **Cuando se utilizan accesorios de montaje de placas VESA (AMN_VESA_KIT01, AMN_VESA_KIT02), el transmisor y el receptor MD62 pueden montarse en la parte posterior de un monitor.**

Distancia entre dispositivos Falco


Esta sección describe la distancia requerida y las limitaciones entre los dispositivos Falco instalados (como Falco MD62).

- La distancia entre un transmisor y un receptor emparejados debe estar entre 1 m y 10 m.
- No hay limitación de distancia entre los receptores emparejados con el mismo transmisor.




D = Distancia


- La distancia entre transmisores vecinos no será inferior a 1 m



- La distancia entre cualquier transmisor y cualquier receptor (que no forme parte del enlace) no será inferior a 2 m.



- La distancia entre receptores (conectados a diferentes transmisores) no será inferior a 80 cm.



- El número máximo de dispositivos Falco que se pueden operar en una sola habitación es de seis transmisores y seis receptores.
- La habitación también puede contener otros dispositivos emisores de radiofrecuencia, como wifi de 2,4 GHz o 5 GHz y Bluetooth de 2,4 GHz.




ADVERTENCIA

- **No conecte el dispositivo a la corriente mediante una toma de corriente múltiple o un cable de extensión.**
- **No bloquee la abertura de ventilación.**
- **No está diseñado para usarse cerca de pacientes o personal médico (distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo).**
- **No instalar cerca de fuentes de calor intenso, como calderas o radiadores. Instale este sistema en un entorno que cumpla con todos los requisitos aplicables de IEC, CEC y NEC para la seguridad de los dispositivos eléctricos. Cualquier instalación o conexión con otros dispositivos debe evaluarse para la seguridad eléctrica de acuerdo con IEC 60601-1.**

4.2 Vista del sistema

Transmisor MD62



A. Entrada 12G-SDI

E. Pantalla OLED

I. Interruptor de encendido

B. Salida 12G-SDI

F. Botón de navegación

J. Micro USB


C. Entrada HDMI 2.0

G. Estado de la red

D. Entrada de alimentación de 12 V CC

H. Estado del vídeo

Receptor MD62



A. Salida 12G-SDI B

B. Salida A 12G-SDI

C. Salida HDMI 2.0

D. Entrada de
alimentación de 12 V CC

E. Pantalla OLED

F. Botón de navegación

G. Estado de la red

H. Estado del vídeo

I. Interruptor de
encendido

J. Micro USB

5.1 Potencia y conectividad

1. Conecte la alimentación al transmisor y al receptor utilizando el adaptador de CA incluido.
2. Conecte la salida de su fuente de vídeo a la entrada SDI o HDMI (**A o C**) del transmisor MD62. **NOTA: Cuando las entradas SDI y HDMI estén ambas conectadas, la entrada SDI tendrá prioridad sobre la entrada HDMI.**
3. Conecte la salida SDI o HDMI (**A, B o C**) del receptor MD62 a la entrada de vídeo de su monitor.
4. Mueva los interruptores de encendido tanto del transmisor como del receptor (**I**) a la posición ON. Siga el proceso de emparejamiento descrito a continuación y el receptor se conectará al transmisor y comenzará a emitir vídeo.
5. Para apagar el dispositivo, deslice el interruptor de encendido (**I**) y asegúrese de que la luz azul se apague.
6. Micro USB (**J**) disponible para futuras actualizaciones de software.



Cuando no haya entrada de vídeo al transmisor:

1. El receptor apagará la salida HDMI de 5 V para permitir que el dispositivo disipador de vídeo entre en modo de suspensión.
2. Después de 10 minutos, el transmisor apagará la transmisión de RF hasta que se detecte la señal de vídeo.

5.2 Emparejamiento

Para asociar el transmisor MD62 con el receptor MD62, los dispositivos MD62 deben emparejarse utilizando el botón de navegación del panel frontal del dispositivo (**F**).

1. Para iniciar el proceso de emparejamiento en el **transmisor** MD62, pulse el botón de navegación durante 4 segundos o hasta que aparezca el mensaje «Soltar para

emparejar». **Nota: Manteniendo presionado el botón de navegación durante más de 10 segundos, se abrirá el menú del dispositivo.**

2. Para iniciar el proceso de emparejamiento en el **receptor** MD62, pulse el botón de navegación durante 4 segundos o hasta que aparezca el mensaje «Soltar para emparejar». **Nota: Manteniendo presionado el botón de navegación durante más de 10 segundos, se abrirá el menú del dispositivo.**
3. Cuando empareje de dos a cuatro receptores con un transmisor, repita los pasos 1 y 2 para cada receptor que vaya a emparejar. Una vez que se empareja un receptor, se recomienda apagarlo antes de emparejar el siguiente dispositivo receptor.
4. Cuando se empareja un quinto receptor con un transmisor, el primer receptor emparejado se borra automáticamente de la lista de receptores emparejados del transmisor. Este receptor dejará de mostrar el vídeo.
5. Los dispositivos MD62 también pueden emparejarse con los dispositivos Falco MD11. Para emparejar el dispositivo MD62 con un dispositivo Falco MD11, siga las instrucciones de emparejamiento del dispositivo MD62 y del dispositivo MD11.



NOTA:

1. Se recomienda apagar los aparatos que no se utilicen en la zona mientras se realiza el procedimiento de emparejamiento.
2. Una vez emparejados el transmisor y el receptor, se conectarán automáticamente al encenderse.
3. Cuando el transmisor o el receptor realicen el procedimiento de desacoplamiento, el transmisor y el receptor no volverán a conectarse.
4. Cuando conecte un transmisor MD62 con un receptor MD11, este no podrá soportar resoluciones superiores a 4K30 fps ni resoluciones 3D.

5.3 Menú Receptor

Pantalla de estado principal – Esta pantalla muestra el estado de conexión del receptor y el transmisor, junto con la resolución de vídeo actual y la calidad del enlace (si está conectado).

Funcionamiento del menú: Pulse el botón de navegación (F) en cualquier dirección durante 11 segundos o hasta que aparezca el mensaje «SOLTAR PARA DESBLOQUEAR» para desbloquear el menú y, a continuación, pulse el botón de navegación hacia la derecha para navegar por el menú.

- **Emparejamiento** – Empareje su receptor con un transmisor. Una vez activado el emparejamiento en el receptor, active el emparejamiento en el transmisor.
- **Desemparejar**
 - **Desemparejamiento del transmisor específico:** Desmparejar un transmisor.
 - **Desemparejar todos** – Desemparejar todos los transmisores emparejados.
- **Info**
 - **Versiones de firmware** – Muestra el firmware del controlador, el vídeo y la radio.
 - **Modelo** – Muestra el número de serie y el nombre del dispositivo.
 - **Información del dispositivo** – Muestra el nivel de voltaje de entrada, la temperatura y la frecuencia del receptor.
 - **Información del transmisor** – Muestra el número de serie, el nivel de voltaje de entrada y la temperatura del transmisor (cuando está enlazado).
- **Configuración de OSD de vídeo** – Permite elegir cuándo mostrar la visualización en pantalla (OSD) en el monitor.
 - **Nunca mostrar** – Desactivar la OSD.
 - **Mostrar durante el funcionamiento** – Desactiva la OSD hasta que el botón de navegación la active.
 - **Mostrar cuando no haya vídeo** – Mostrar la OSD cuando no haya transmisión de vídeo. La OSD se desactivará cuando aparezca el vídeo (configuración predeterminada).

- **Mostrar siempre** – La OSD se mostrará a menos que la navegación la desactive
- **Configuración de la pantalla** – Utilizar la Configuración de la pantalla para controlar el funcionamiento de la pantalla de navegación (OLED).
 - **Invertir cada 30 min** – Invertir la pantalla OLED cada 30 minutos.
 - **Atenuar después de 10 minutos** – Atenuar la OLED después de 10 minutos (configuración predeterminada).
 - **Atenuar después de 10 segundos** – Atenuar la OLED después de 10 segundos.
 - **Apagar después de 10 minutos** – Apagar la OLED después de 10 minutos.
 - **Apagar después de 10 segundos** – Apagar la OLED después de 10 segundos.
 - **Siempre activada** – La OLED permanece activada.
- **Interruptor TX** – Seleccionar un transmisor diferente (solo transmisores emparejados). Los receptores MD62 pueden emparejarse con hasta cuatro transmisores a la vez. **Cambiar TX** le permite cambiar rápidamente de un transmisor emparejado a otro transmisor emparejado sin la necesidad de emparejar las unidades nuevamente.
- **Ajustes avanzados**
 - **Bloquear teclado** – Bloquea el menú de navegación para evitar que se utilice.
 - **Bluetooth**– Controla el dispositivo Bluetooth utilizado para el control de enlaces inalámbricos. La configuración Bluetooth no afecta al enlace de vídeo en sí, que se realiza a través de un protocolo propietario, no a través de la conexión Bluetooth. **Nota: El control del enlace inalámbrico Bluetooth requiere una aplicación móvil o un dispositivo de control específicos.**
 - **Activar Bluetooth** – Activa/desactiva la conectividad Bluetooth. La configuración predeterminada está Habilitada.
 - **Usar PIN de Bluetooth** – Activa/desactiva el código PIN de Bluetooth para una conexión Bluetooth segura. La configuración predeterminada está Deshabilitada.
 - **Cambiar PIN** – Cambiar el código PIN del Bluetooth.

- **Color de fondo** – Permite que se muestre la selección de un color de pantalla cuando no se recibe vídeo del transmisor.
 - **Negro**
 - **Azul**
 - **Amarillo**
 - **Vídeo deshabilitado** – Apagar la salida de vídeo cuando no haya entrada de vídeo conectada al transmisor (configuración predeterminada). **Nota: Cuando se configura en Vídeo deshabilitado, no se muestra ningún mensaje OSD (On Screen Display) mientras el sistema no está emitiendo vídeo desde la fuente.** Para permitir la OSD en estos casos, deben utilizarse otras opciones de Color de fondo.
- **Restablecer todas las configuraciones** – Restablece todas las opciones configurables a sus valores predeterminados de fábrica. **Note: El emparejamiento no se elimina cuando se restablecen los ajustes.**
- **Herramientas**
 - **Gráfico de calidad de señal** – Este es un gráfico en tiempo real que representa la calidad del enlace. Los valores varían de 0 % a 100 %, donde 100 % es la mejor calidad posible y 0 % es la peor calidad.
 - **Patrón de prueba** – Prueba el vídeo usando un patrón de prueba en diferentes resoluciones. Este modo se puede utilizar en el receptor sin necesidad de un enlace

LED del receptor

Cada unidad tiene tres LED que indican el estado de **Alimentación, Red y Video**. Estos LED funcionan independientemente unos de otros. El LED de **Alimentación** forma parte del interruptor de encendido y apagado, mientras que los LED de **Red** y **Video** se encuentran en el panel frontal.

Los LED pueden estar en uno de los siguientes estados:

- **Apagado**
- **Encendido** (luz fija)
- **Parpadeo corto** - 30 ms encendido, 2 seg apagado
- **Parpadeo largo** - 2 seg encendido, 30 ms apagado
- **Parpadeo lento** - 2 seg encendido, 2 seg apagado
- **Parpadeo rápido** - 200 ms encendido, 200 ms apagado

LED DE ESTADO DEL RECEPTOR				
#	Estado	LED de red	LED de video	LED de alimentación
1	Sin alimentación			Apagado
2	Encendido			Encendido
3	No hay enlace	Apagado		
4	No hay entrada de vídeo		Apagado	
5	Entrada de video detectada		Encendido	
6	Conectando a red	Parpadeo corto		

7	Red conectada	Encendido		
8	Emparejamiento en progreso	Parpadeo rápido		

Mensajes de la pantalla de navegación del receptor (OLED)

#	ESTADO	MENSAJE
1	Sin dispositivos emparejados	NO EMPAREJADO
2	La red se está conectando	CONECTANDO
3	No se ha encontrado ningún transmisor	TX NO ENCONTRADO
4	La red está conectada y se emite vídeo	CONECTADO A NOMBRE TX
5	La red está conectada, pero no se emite vídeo	NO HAY VÍDEO
6	Emparejamiento antes de encontrar un transmisor	BUSCANDO EMPAREJAMIENTO TX
7	Emparejamiento en curso	EMPAREJANDO...
8*	Emparejamiento completado con éxito	EMPAREJAMIENTO COMPLETADO CON ÉXITO
9*	Emparejamiento fallido	EMPAREJAMIENTO FALLIDO
10**	Desemparejamiento	DESEMPAREJANDO... ESPERE...
11***	La unidad se está sobrecalentando (85°-88°)	SOBRECALENTAMIENTO + (Temp.) °C
12****	La unidad está demasiado caliente (>88°)	SOBRECALENTAMIENTO + APAGAR LA UNIDAD
13	Actualización de firmware	ACTUALIZANDO FIRMWARE. ESPERE...
14	Restauración de la configuración predeterminada	RESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

#	ESTADO	MENSAJE
15	Se pulsa el botón de navegación, que se soltará en <X> segundos para iniciar el emparejamiento	EMPAREJAR EN <X> SEGUNDOS
16	Se pulsa el botón de navegación durante más de 4 segundos, para iniciar el emparejamiento	SOLTAR PARA EMPAREJAR
17	Se pulsa el botón de navegación durante más de 10 segundos, para desbloquear el menú de configuración	SOLTAR PARA DESBLOQUEAR

* Para los estados 8-9, el mensaje mostrará una opción para cancelar y abortar la operación.

** Durante el funcionamiento, la OLED puede mostrar el mensaje **«ESPERE...»** durante un máximo de 5 segundos.

***Para el estado 10, el mensaje se mostrará hasta que el usuario pulse el botón **OK**.

****Para el estado 12, el mensaje tendrá prioridad sobre cualquier otro mensaje del sistema.

5.4 Menú Transmisor

Pantalla de estado principal – Esta pantalla muestra el estado del transmisor inalámbrico, junto con la frecuencia y resolución de vídeo actuales.

Funcionamiento del menú: Pulse el botón de navegación (F) en cualquier dirección durante 11 segundos o hasta que aparezca el mensaje **«SOLTAR PARA DESBLOQUEAR»** para habilitarlo y, a continuación, para navegar por el menú.

- **Emparejar** – Empareje el transmisor con un receptor. Una vez activado el Emparejamiento en el transmisor, active el emparejamiento en el receptor.

- **Desemparejamiento:**
 - **Desemparejar un dispositivo específico**
 - **Desemparejar todo** – Desemparejar todos los dispositivos emparejados.
- **Info**
 - **Versiones de firmware** – Muestra el firmware del controlador, el vídeo y la radio.
 - **Modelo** – Muestra el tipo de modelo del dispositivo y el número de serie.
 - **Información del dispositivo** – Muestra el nivel de voltaje de entrada y la temperatura del dispositivo.
- **Configuración de la pantalla** – Utilizar la Configuración de la pantalla para controlar el funcionamiento de la pantalla de navegación (OLED).
 - **Invertir cada 30 min** – Invertir la pantalla OLED cada 30 minutos.
 - **Atenuar después de 10 minutos** – Atenuar la OLED después de 10 minutos (configuración predeterminada).
 - **Atenuar después de 10 segundos** – Atenuar la OLED después de 10 segundos.
 - **Apagar después de 10 minutos** – Apagar la OLED después de 10 minutos.
 - **Apagar después de 10 segundos** – Apagar la OLED después de 10 segundos.
 - **Siempre activada** – La OLED permanece activada.
- **Modo 3D -**
 - **Auto** – El sistema mostrará automáticamente las resoluciones 3D cuando se conecte a una fuente de vídeo 3D (configuración predeterminada).
 - **Lado a lado** – Permite forzar el sistema al modo Lado a lado 3D. Aplicable cuando la resolución de vídeo es una resolución 3D de lado a lado.
 - **Línea a línea** – Permite forzar el sistema al modo 3D alternativo de línea. Aplicable a fuentes de vídeo específicas, con salida de resoluciones 3D en formatos específicos.
- **Ajustes avanzados**
 - **Bloquear teclado** – Bloquea el botón de navegación para evitar que se utilice.

- **Ancho de banda** – Controla el ancho de banda del enlace de vídeo inalámbrico.
 - **20 MHz** – Permite soporte de vídeo de hasta 1080p60
 - **40 MHz** – Permite la más alta calidad de vídeo y resolución hasta 4K60 fps. (configuración predeterminada)

Nota: Al cambiar el ancho de banda de 40 MHz a 20 MHz, el receptor debe tener ciclos de alimentación

- **Bluetooth** – Controla el dispositivo Bluetooth utilizado para el control de enlaces inalámbricos. La configuración Bluetooth no afecta al enlace de vídeo en sí, que se realiza a través de un protocolo propietario, no a través de la conexión Bluetooth.
 - **Activar Bluetooth** – Activa/desactiva la conectividad Bluetooth. La configuración predeterminada está Habilitada.
 - **Usar PIN de Bluetooth** – Activa/desactiva el código PIN de Bluetooth para una conexión Bluetooth segura. La configuración predeterminada está Deshabilitada.
 - **Cambiar PIN** – Cambiar el código PIN del Bluetooth.
- **Restablecer todas las configuraciones** – Restablece todas las opciones configurables a sus valores predeterminados de fábrica. **Note: El emparejamiento no se elimina cuando se restablecen los ajustes.**

LED del transmisor

Cada unidad tiene tres LED que indican el estado de Alimentación, Red y Vídeo. Estos LED funcionan independientemente unos de otros. El LED de Alimentación forma parte del interruptor de encendido y apagado, mientras que los LED de Red y Vídeo se encuentran en el panel frontal. Los LED pueden estar en uno de los siguientes estados:

- **Encendido (luz fija)**
- **Parpadeo corto** - 30 ms encendido, 2 seg apagado
- **Parpadeo largo** - 2 seg encendido, 30 ms apagado
- **Parpadeo lento** - 2 seg encendido, 2 seg apagado
- **Parpadeo rápido** - 200 ms encendido, 200 ms apagado

LED DE ESTADO DEL TRANSMISOR				
#	Estado	LED de red	LED de video	LED de alimentación
1	Sin alimentación			Apagado
2	Encendido			Encendido
3	Modo de espera			Parpadeo lento
4	No hay entrada de vídeo		Apagado	
5	Entrada de video detectada		Encendido	
6	Sin dispositivos emparejados	Apagado		
7	Conectando a red	Parpadeo corto		

8	Red conectada	Encendido		
9	Emparejamiento en progreso	Parpadeo rápido		

Mensajes de la pantalla de navegación del transmisor (OLED)

#	ESTADO	MENSAJE
1	Sin dispositivos emparejados	NO EMPAREJADO
2	Búsqueda de frecuencia gratuita NOTA: Durante este estado, normalmente se tarda hasta 60 segundos en configurar un enlace.	BUSCANDO FRECUENCIA
3	Buscando una frecuencia libre durante más de 90 segundos Nota: el transmisor sigue buscando una frecuencia libre para usar	SIN FREC. CLARA
4	No se ha encontrado ningún receptor	RX NO ENCONTRADO
5	Conectando a red	CONECTANDO
6	La red está conectada y se emite vídeo	ENVIANDO VÍDEO
7	La red está conectada, pero no se emite vídeo	NO HAY VÍDEO
8	La resolución conectada a la red y no compatible está conectada al transmisor	NO HAY VÍDEO
9*	Emparejamiento antes de encontrar un receptor	BUSCANDO EMPAREJAMIENTO PARA RX
10*	Emparejamiento en curso	EMPAREJANDO...

11	Emparejamiento completado con éxito	EMPAREJAMIENTO COMPLETADO CON ÉXITO
12	Emparejamiento fallido	EMPAREJAMIENTO FALLIDO
13	Desemparejamiento	DESEMPAREJANDO... ESPERE...
14**	La unidad se está sobrecalentando (85°-88°)	SOBRECALENTAMIENTO [Temp °C]
15	La unidad está demasiado caliente (>88°)	SOBRECALENTAMIENTO [Temp °C]
16	Actualización de firmware	ACTUALIZANDO FIRMWARE. ESPERE...
17	Restablecer la configuración predeterminada	RESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA
18	Se pulsa el botón de navegación, que se soltará en <X> segundos para iniciar el emparejamiento	EMPAREJAR EN <X> SEGUNDOS
19	Se pulsa el botón de navegación durante más de 4 segundos para iniciar el emparejamiento	SOLTAR PARA EMPAREJAR
20	Se pulsa el botón de navegación durante más de 10 segundos, para desbloquear el menú de configuración	SOLTAR PARA DESBLOQUEAR

- Durante el funcionamiento, la OLED puede mostrar el mensaje **«ESPERE...»** durante un máximo de 5 segundos.
- Para los estados 9-10, el mensaje mostrará una opción para cancelar y abortar la operación.
- Para el estado 14, el mensaje tendrá prioridad sobre cualquier otro mensaje del sistema.

6.1 Mantenimiento

No se requiere mantenimiento.



Advertencia de limpieza y mantenimiento:

- Antes de limpiar, apague el dispositivo y desenchufe todas las fuentes de alimentación externas (es decir, cables de alimentación) y cables de vídeo/datos (es decir, HDMI, SDI, USB).
- Cubra las conexiones HDMI, SDI y USB cuando limpie el dispositivo para que el químico no penetre dentro del dispositivo.
- Si no está usando toallitas desinfectantes, use un paño sin pelusa, como una toallita para pantallas o un paño hecho de microfibra.
- Evite limpiar en exceso y sumergir los productos en soluciones desinfectantes. Esto podría provocar daños. Escurra las toallitas húmedas antes de utilizarlas si están excesivamente mojadas.
- Evite la lejía o los limpiadores abrasivos. El uso de lejía en las piezas de plástico o en las OLED podría provocar manchas blancas y un mal funcionamiento.
- No rocíe desinfectantes líquidos directamente sobre los dispositivos. En su lugar, rocíe primero un paño de limpieza sin pelusa y limpie suavemente. El uso de líquidos directamente en los dispositivos podría provocar un cortocircuito eléctrico si entra en contacto con los componentes electrónicos internos.
- Use soluciones desinfectantes a base de alcohol isopropílico que contengan al menos un 70 % de alcohol, ya que se evaporarán más rápido.
- Cuando utilice un limpiador por primera vez, pruébelo en una pequeña área oculta antes de limpiar todo el dispositivo.

6.2 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Los equipos eléctricos y electrónicos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.

7.1 Solución de problemas

La unidad MD62 no se enciende.

1. Compruebe que el adaptador de corriente está conectado y que el interruptor de encendido está en la posición **ON**.
2. Encienda la unidad cambiando el botón de encendido a OFF y, a continuación, a ON.

La unidad MD62 muestra el mensaje «NO EMPAREJADO» en la OLED.

Asegúrese de que las unidades emisora y receptora están emparejadas entre sí. Si no es así, consulte la sección **Emparejamiento** (página 24) para conocer los pasos que debe seguir para emparejar sus dispositivos.

El receptor MD62 muestra un mensaje «SIN ENLACE» en la OLED.

1. Compruebe que el transmisor MD62 «emparejado» está encendido (**ON**).
2. Si el transmisor emparejado está en modo «Conexión de red» durante más de un minuto, realice un ciclo de apagado/encendido (**OFF** y luego **ON**) tanto en el transmisor como en el receptor MD62.
3. Si el transmisor emparejado está en modo «Búsqueda de frecuencia», espere al menos dos minutos.
4. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre el transmisor y el receptor MD62.
5. Vuelva a emparejar las unidades.

El vídeo no se muestra en el monitor.

1. Verifique que la OLED del transmisor muestre el mensaje «ENVIANDO VÍDEO». Si no es así, asegúrese de que:
 - a. La resolución de la fuente de vídeo es compatible con el MD62 de hasta 1080p60 a un ancho de banda de 20 MHz y de hasta 4k60Hz a un ancho de banda de 40 MHz.
 - b. El cable HDMI/SDI que está conectado al transmisor admite una resolución de vídeo de 12G/4K.
 - c. La longitud del cable HDMI/ SDI conectado al transmisor es de 50 cm a 2 m.

2. Verifique que la OLED del receptor muestre el mensaje «Conectado a xxx».
3. Compruebe que el cable HDMI/SDI conectado al receptor admite una resolución de vídeo de 12G/4K.
4. Verifique que el receptor esté conectado al transmisor correcto.
5. Desconecte y vuelva a conectar el cable de entrada de vídeo.

El botón de navegación no responde.

Desbloquee el botón de navegación presionando el joystick a su posición izquierda durante 5 segundos.

La señal de vídeo 3D no se muestra correctamente a través del sistema.

Configure el modo 3D correcto en el menú OLED del transmisor MD62 (es decir, Alternativa de línea).

El vídeo se muestra con artefactos.

1. Verifique que el transmisor y el receptor estén colocados en la misma habitación, con una distancia de menos de 10 m.
2. Verifique que no haya obstáculos importantes (paredes, chapa metálica, etc.) entre las dos unidades.
3. Verifique que el transmisor y el receptor estén al menos a 1 m de distancia.
4. Utilice la herramienta de calidad de vídeo del receptor para comprobar si el problema está relacionado con el enlace inalámbrico.

Se tarda más de cinco minutos en obtener un enlace de vídeo en todos los dispositivos de la habitación

En caso de múltiples enlaces en la misma sala (más de dos transmisores), se recomienda encender los transmisores uno a uno, para una configuración más rápida de la sala.

El OLED del transmisor indica «SIN FREC. CLARA» A. Todas las frecuencias están ocupadas.

1. Verifique que se cumplan los requisitos de distancia de los sistemas vecinos.
Consulte la sección 4.1 de este manual.
2. Apague los dispositivos Falco no utilizados y otros dispositivos inalámbricos no utilizados en el área cercana.

8.1 Especificaciones técnicas

	TRANSMISOR FALCO MD62	RECEPTOR FALCO MD62
VÍDEO		
Entradas de vídeo	1x 12G-SDI SMPTE 2082-1 estándar/75 Ω (BNC x 1) 1x HDMI 2.0 Tipo A	N/D
Salidas de vídeo	1x Loopout 12G-SDI SMPTE 2082-1 estándar/75 Ω (BNC x 1)	2x 12G-SDI SMPTE 2082-1 estándar/75 Ω (BNC x 1) 1x HDMI 2.0 Tipo A
Muestreo de color	SDI: YCbCr 4:2:2, 10-bit HDMI: RGB/YCbCr; 4;4:4/4:2:2	SDI: YCbCr 4:2:2, 10-bit HDMI: RGB/YCbCr; 4;4:4/4:2:2
Retardo (TX a RX)	<0,002 s	<0,002 s
Resoluciones admitidas	2D: 4Kp23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 1080i50/59,94/60 720p50/59,94/60 3D (lado a lado/arriba abajo): 4Kp23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 * No hay soporte para BT2020	
AUDIO		
Compresión de audio	PCM de 48 kHz y 24 bits	PCM de 48 kHz y 24 bits

Entrada de audio	Entrada de audio SDI/HDMI integrada (2 canales)	N/D
Salida de audio	N/D	Salida de audio SDI/HDMI integrada (2 canales)
ATRIBUTOS FÍSICOS		
Dimensiones	L 5,9" x A 3,6" x A 1,1" (149 x 91,2 x 27,1 mm)	L 5,1" x A 5,5" x A 1,1" (129 x 138,8 x 27,1 mm)
Peso	12,7 onzas (360 g)	15,3 onzas (434 g)
Construcción	Aluminio fresado (chasis), PCB que cumple con la normativa	
Montabilidad	Compatible con los kits de montaje VESA AMN_VESA_KIT01 y AMN_VESA_KIT02	Compatible con los kits de montaje VESA AMN_VESA_KIT01 y AMN_VESA_KIT02
INTERFACES		
Interfaz de configuración	Pantalla OLED con Navegación por Menú Joystick	Pantalla OLED con Navegación por Menú Joystick
Interruptores	Interruptor encendido / apagado	Interruptor encendido / apagado
Funcionalidad de interfaz USB	Actualización vía Micro-USB	Actualización vía Micro-USB
RED DE VÍDEO INALÁMBRICA		

Bandas de vídeo inalámbricas	Frecuencias DFS: 5,250 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz	Frecuencias DFS: 5,250 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
	Frecuencias no DFS: 5,150 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz	Frecuencias no DFS: 5,150 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
	NOTA: Las frecuencias y los canales dependen de las aprobaciones regionales.	
Ancho de banda	20 MHz/40 MHz	20 MHz/40 MHz
Modulaciones	OFDM	OFDM
Potencia de RF	18 dBm EIRP	14 dBm EIRP
Antenas	4x antenas 2dBi internas	5x antenas 2dBi internas
Cifrado	AES-256, RSA-1024 intercambio de claves	AES-256, RSA-1024 intercambio de claves
Rango	Hasta 100 pies (30 m)	Hasta 100 pies (30 m)
Multidifusión	El transmisor puede transmitir simultáneamente a un máximo de 4 receptores	El receptor puede cambiar entre 4 transmisores
Rechazo de Ruido	Puede coexistir con wifi y otros dispositivos que trabajan en la banda de 5 GHz. Hasta 6 conjuntos en la misma ubicación.	Puede coexistir con wifi y otros dispositivos que trabajan en la banda de 5 GHz. Hasta 6 conjuntos en la misma ubicación.
BLUETOOTH		
Banda de frecuencia	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz

Ancho de banda	1 MHz	1 MHz
----------------	-------	-------

Potencia de RF	7 dBm EIRP	7 dBm EIRP
----------------	------------	------------

NFC

Frecuencia	13,56 MHz	13,56 MHz
------------	-----------	-----------

Inductancia de la antena	2,1 uH	2,1 uH
--------------------------	--------	--------

ENCENDIDO

Entrada de alimentación	Conector de barril de 2,1 mm 12 V CC	Conector de barril de 2,1 mm 12 V CC
-------------------------	---	---

Consumo de energía nominal	20 vatios	18 vatios
----------------------------	-----------	-----------

Temperatura de funcionamiento	0-40 °C	0-40 °C
-------------------------------	---------	---------

GENERAL

Cumplimiento RF	FCC, UE, ISED, KC, MIC	FCC, UE, ISED, KC, MIC
-----------------	------------------------	------------------------

CERTIFICACIÓN Y APROBACIONES

General	ISO 13485:2016 MDR 2017/745 Clase I Registro de fabricantes de la FDA 3014730563 Anuncio de la FDA Clase I, exento 510K. CFR 21 Partes 801, 807, 820, 880 UK MDR 2002 Swiss Medical Device Ordinance SR 812.213 ("MedDO")
----------------	--

Equipo médico eléctrico	IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020, EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A2:2021, ANSI/AAMI ES60601-1:2005+ A1:2012 + A2:2021, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 + A2:2022 IEC 60601-1-6:2010+A2:2021, EN 60601-1:2010 + A1:2015 + A2:2021 IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020, EN 60601-1-2:2015 + A1(21) Edición 4.1, CISPR 11:2015 + A1(16) + A2(19) límites grupo 1 clase B
Materiales	Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Directiva 2011/65/UE y 2015/863/UE
Radio	FCC CFR 47 Parte 15, Radio FCC CFR 47 Parte 2 RE-Directiva 2014/53/UE: EN 301 893 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 50665:2017 Compatibilidad electromagnética - EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, Clase B

Compatibilidad electromagnética

- Este equipo está diseñado para su uso en un entorno sanitario profesional. No debe utilizarse en la sala blindada contra radiofrecuencias de un sistema eléctrico médico para la obtención de imágenes por resonancia magnética, donde la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas resulta elevada.
- Es probable que este equipo no sea susceptible a la interferencia de los instrumentos quirúrgicos de alta frecuencia en el entorno especial de estar cerca de un instrumento quirúrgico HF activo. En caso de que se observen interferencias quirúrgicas de alta frecuencia, ajuste la distancia de separación de los equipos.

Orientación y declaración del fabricante - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El transmisor y el receptor inalámbricos MD62 están diseñados para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del transmisor y receptor inalámbrico MD62 debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Orientación y declaración del fabricante: Emisiones electromagnéticas		
El receptor inalámbrico MD62 y el transmisor inalámbrico MD62 están diseñados para usarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o el usuario del receptor inalámbrico MD62 y el transmisor inalámbrico MD62 deben asegurarse de que se utilicen en dicho entorno.		
Prueba de Emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación
Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1	El receptor inalámbrico MD62 y el transmisor inalámbrico MD62 usan energía RF solo para su funcionamiento interno; por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones RF CISPR 11	Clase B	El Receptor Inalámbrico MD62 y el Transmisor Inalámbrico MD62 son aptos para su uso en todos los establecimientos que no sean establecimientos domésticos y aquellos conectados directamente a la red

Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	pública de suministro de energía de bajo voltaje que alimenta edificios utilizados para fines domésticos, siempre que se tenga en cuenta la siguiente advertencia:
Fluctuaciones de voltaje/emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple	ADVERTENCIA: Este sistema está diseñado para ser utilizado únicamente por profesionales de la salud. Este sistema puede causar interferencias de radio o interrumpir el funcionamiento de equipos cercanos. Puede ser necesario tomar medidas de mitigación, como reorientar o reubicar el sistema o proteger la ubicación

Orientación y declaración del fabricante - INMUNIDAD electromagnética			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8kV contacto ±15kV aire	±8kV contacto ±15kV aire	Los pisos deben ser de madera, cemento o baldosas de cerámica. Si los pisos están cubiertos con material sintético, debe haber al menos un 30% de humedad relativa
Transitorios eléctricos rápidos / ráfagas IEC 61000-4-4	±2kV para líneas de alimentación ±1 kV para líneas SIP/SOP - si corresponde	±2kV línea a tierra	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico

Pico IEC 61000-4-5	$\pm 1\text{kV}$ modo diferencial $\pm 2\text{kV}$ modo común	$\pm 1\text{kV}$ modo diferencial Equipo de Clase II	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico
Caídas de voltaje, interrupciones breves y variaciones de voltaje en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	0% <i>UT</i> para 0,5 ciclo 0% <i>UT</i> para 1 ciclo 70% <i>UT</i> para 25/30 ciclos 0% <i>UT</i> para 250/300 ciclos	0% <i>UT</i> para 0,5 ciclo 0% <i>UT</i> para 1 ciclo 70% <i>UT</i> para 25/30 ciclos 0% <i>UT</i> para 250/300 ciclos	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario del transmisor requiere una operación continua durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que el transmisor inalámbrico se alimente de una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería
Campo magnético de frecuencia de alimentación (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia de alimentación deben estar en los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico.
NOTA: <i>UT</i> es la tensión de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba			

Orientación y declaración del fabricante - INMUNIDAD electromagnética PARA EL ENTORNO DE INSTALACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA PROFESIONAL, IEC 60601-1-2 Ed.4.1

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación
RF conducido IEC 61000-4-6	6 Vrms en bandas ISM entre 150 kHz a 80 MHz 3Vrms 150 kHz a 80 MHz	6 Vrms en bandas ISM entre 150 kHz a 80 MHz 3Vrms 150 kHz a 80 MHz	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben usarse más cerca de cualquier parte del sistema de receptor inalámbrico MD62 y transmisor inalámbrico MD62, incluidos sus cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
RF radiado IEC 61000-4-3	3V/m 80 MHz a 2,7 GHz	3V/m 80 MHz a 2,7 GHz	Distancia de separación recomendada $d = 2\sqrt{P}$ 80 MHz a 2,7 GHz donde P es la clasificación de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de

			los transmisores de RF fijos, según lo determinado por un estudio electromagnético del sitio (a), deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia (b). Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente símbolo: 
(a) Las intensidades de campo de transmisores fijos, como estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM, y transmisiones de televisión, no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio del sitio electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utilizan el receptor inalámbrico MD62 y el transmisor inalámbrico MD62 excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar la pantalla y el transmisor para verificar que funcionen normalmente. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el receptor inalámbrico MD62 y el transmisor inalámbrico MD62. (b) En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m			

URM-000007
Ver. 2.0

